

## SPME 固相微萃取中文操作手册

### 安裝程序

(A) 先将手柄下方黑色保护套管转松拆开再将不锈钢金属盖转松拆下。

注意:不锈钢金属盖有时会已松离手柄而卡在黑色保护套管, 此时请将黑色保护套管再套回手柄转紧后再松开, 不锈钢金属盖会回卡在手柄外牙上, 再将它拆下, 离开手柄。

(B) 将手柄推杆推至下端, 此时有黑色圆棒秃出来(内有牙纹)。

(C) 取出要用的纤维, 以纤维上头外牙纹和手柄微秃出黑色圆棒内牙纹平顺锁上后, 推杆小心拉回最上端, 再将刚拆下的不锈钢金属盖及黑色保护套管依序小心套上锁紧, 即完成装置。

(D) 小心试着将手柄推杆推至中端卡点处卡住, 此时纤维已从保护针头内秃出来, 可上下调整黑色保护套管及查看手柄上刻度, 略估保护针头加上纤维所伸出的长度, 以配合实验所需。

**注意:**纤维装好后, 此时勿将推杆推至最下端, 会压坏纤维头的弹簧。

(E) SPME 要插入样品瓶(袋)的隔塞取样或插入 GC 注射器的隔塞热脱附时, 先将保护针头插入隔塞后, 再将推杆推至中端卡住, 秃出纤维。

(F) SPME 从样品瓶(袋)隔塞取样或从 GC 注射器的隔塞取出时, 则先收回纤维至保护针头, 再取出保护针头。

注意:因保护针头是平头针, 所以新的隔塞片先以干净细针插一下以便保护针头较容易插入。气相进样时请改用 SPME 用针管这样纤维较不会碰断。

(G) 若要从手柄拆下纤维, 先将手柄推杆拉回最上端, 让纤维收回至保护针头内, 把手柄下方黑色保护套管转松和不锈钢金属盖拆下, 再将手柄推杆推至下端, 让黑色圆棒秃出来, 转松纤维头上头锁牙即可。

上海泉岛公司----色谱消耗品专家

021-62118946, 62118949